


# LES MATERIAUX


VM40

## MALETTE N°4(Masse volumique)



### Objectifs :

- Mettre en évidence à l'aide d'un protocole expérimental quelques propriétés de matériaux (la masse volumique).
- Classer les matériaux par rapport à l'une de leurs caractéristiques (la masse volumique).



### Contenu :

<i>Matériel</i>	<i>Echantillons testés</i>
1 dynamomètre 1 crochet métallique 1 jeu de 8 échantillons test 1 règle de 30cm 1 fichier informatique (mallette masse volumique)	Cuir Verre Caoutchouc Acier  PVC Plexiglas Cuivre Aluminium